

CORRIGÉ

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

CORRIGE

S1

1) (5 points) 10 x 0,5 pt

- 10 - La membrane synoviale
- 5 - Le condyle mandibulaire
- 9 - La cavité glénoïde
- 3 - Le frein méniscal antérieur
- 6 - La capsule

- 1 - Le condyle temporal
- 4 - Le ménisque
- 8 - Le frein méniscal postérieur
- 7 - Le conduit auditif externe
- 2 - Le cartilage

2) La membrane synoviale contient la synovie qui est le lubrifiant de l'ATM (2 points)

3) Classe II Mode 1 (2 points)

édentation unilatérale postérieure avec un segment édenté antérieur (2 points)

4) 1) Canine supérieure gauche, 23, vue vestibulaire, face mésiale à gauche, face distale à droite

2) Molaire sup droite, 16, vue mésiale, face vestibulaire à gauche, face palatine à droite

3) incisive centrale gauche, 21, vue linguale, face distale à gauche, face mésiale à droite

4) 2ème prémolaire inf droite, 45, vue linguale, face mésiale à gauche, face distale à droite

5) 1ère molaire inf droite, 46, vue vestibulaire, face distale à gauche, face mésiale à droite

(5 points) 0,25 pt par éléments (nom, n°, vue, orientation).

5) dessin joint folio 3/4

(22 points) 4 pts par vue vestibulaire, 4 pts par vue occlusale

(2,5 pts pour la morphologie de la couronne, 1,5 pt pour la racine).

S2, S5 (5 points) 10 x 0,5 pt

1) Cabinet

- Empreinte primaire

- Empreinte secondaire

- Réglage de la cire

- Essayage du partiel

- (Livraison)

laboratoire

- Coulée de l'empreinte

- Confection du PEI (et de la cire d'occlusion)

- Coulée de l'empreinte

- Confection de la cire d'occlusion

- Montage en cire

- Finition en résine

CORRIGÉ


2) et 3) (14 points) 14 éléments

PROTHESE ADJOINTE		PROTHESE CONJOINTE	
Phase de travail	Plâtre utilisé	Phase de travail	Plâtre utilisé
- Empreinte primaire	- Plâtre normal	- Arcade pour conjointe	- Plâtre extra dur (classe IV)
- Empreinte secondaire	- Plâtre dur	- Socle	- Plâtre spécial socle (classe IV) ou plâtre normal
- Mise en articulateur	- Plâtre spécial mise en articulateur ou plâtre normal	- Mise en articulateur	- Plâtre spécial mise en articulateur ou plâtre normal
- Mise en moufle	- Plâtre spécial mise en moufle ou plâtre normal		

S1, S3

1) Dessin technique

(5 points) 1 pt pour la propreté
4 pts pour le schéma



2) La ligne de crête, les points de contact, les tubérosités (3 points) 3 x 1 pt

3) La cire d'occlusion sert à définir l'encombrement de la future prothèse, (3 points)
elle détermine également le rapport d'occlusion

S4





(6 points) (3 x 2 pts)

- 1) - Pour l'appareil partiel il faut de la résine thermodurcissable donc la résine Probase Hot
- Pour le PEI en résine photopolymérisable la Gématray LC
- Pour la facette en composite SR Chromasit

(6 points) 3 x 2 pts

- 2) - Pour l'appareil il faut le polymériser dans de l'eau bouillante dans une marmite ou une machine prévue à cet effet
- Pour le PEI il faut un appareil avec lampes à ultra violet
- Pour la facette dans l'ivomat sous pression et à 120°

CORRIGÉ



CORRIGÉ

C.A.P.

Spécialité : ...prothèse dentaire.....

Epreuve : ...EP.1.....

N° Sujet:06.17.6.....

Session : 2006.

Folio : 3 / 3