



SERVICES CULTURE ÉDITIONS
RESSOURCES POUR
L'ÉDUCATION NATIONALE

**Ce document a été numérisé par le CRDP de Montpellier pour la
Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel**

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

- Représenter sur l'axe 1 le parcours de vision nette de l'œil droit non-compensé :

Axe 1



- Le choix de votre cliente se porte sur une monture métal (hors titane, celui-ci étant trop onéreux) Retrouver à l'aide du bon de livraison en annexe la référence de cette monture.

Article N°

- La monture choisie est représentée ci-dessous ;



- Représenter sur l'axe 2 le parcours de vision nette de l'œil droit compensé, pour cela, vous devez calculer les positions du rémotum apparent R_L et du proximum apparent P_L .

Axe 2



Sur cette photo :

- coter l'écart monture.
- coter les écarts pupillaires et les hauteurs et reporter vos mesures ci-dessous :

Écarts pupillaires : PD= mm
PG= mm

Hauteurs (tangentes bas de monture) : HD= mm
HG= mm

- Calculer le décentrement horizontal que votre machine automatique fera pour réaliser le centrage du verre droit.

.....

BEP OPTIQUE-LUNETTERIE	Code :	Session 2012	SUJET
EP 1 : Préparation de dossier	Durée de l'épreuve : 1 h 30	Coefficient de l'épreuve : 4	Page 2 - 4

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

8. Sur la photo (page 2-4), en tenant compte des écarts pupillaires et des hauteurs, tracer les diamètres utiles droit et gauche nécessaires pour réaliser le montage des verres.

9. En déduire les diamètres normalisés minimum des verres à commander :

- Diamètre mini du verre droit :
- Diamètre mini du verre gauche :

10. La cliente souhaite recevoir ses verres le plus rapidement possible. Quel est le diamètre de commande des verres avec cette contrainte de temps? (voir document ressource, verre As-linéis gamme chronoverres)

- Diamètre verre droit : mm
- Diamètre verre gauche : mm

11. Pour quelles raisons le fabricant propose – t – il ce diamètre ?

.....

12. Donner les avantages des verres organiques

.....

13. Le choix d'un verre As-linéis ayant été fait, donner les avantages de ce verre et quel en sera le bénéfice pour votre cliente ?

.....

14. Le traitement antireflet proposé avec ce verre est de dernière génération, indiquer les avantages de ce traitement par rapport à un verre non traité anti reflet :

.....

15. Compléter la fiche client ci-dessous en vous aidant des documents ressources.

FICHE CLIENT-FICHE D'EXECUTION ET DE COMMANDE

Etat Civil :

Nom : Prénom :
Date de naissance : 12/06/1990
Adresse : 3 Passage du paradis 75001 Paris Tél : 06.09.08.75.14

Prescription :

Médecin Date de l'ordonnance :
Correction: VL VI VP
OD: (.....)..... OG: (.....).....

Prise de mesures :

Mesures :	½ Ecart Pupillaire	Hauteur Pupillaire
OD		
OG		

Références de la Monture :

Cahier de commande des verres :

OD :(.....)..... Verre commandé : indice :

OG :(.....)..... Verre commandé : indice :

Traitements : Diamètre :

BEP OPTIQUE-LUNETTERIE	Code :	Session 2012	SUJET
EP 1 : Préparation de dossier	Durée de l'épreuve : 1 h 30	Coefficient de l'épreuve : 4	Page 3 – 4

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Document ressource (bon de livraison Montures)

Documents ressources

(Extrait du catalogue Essilor 2011)



AS LINEIS®

CODE : 560

GAMME DE FABRICATION

VERSION

- Crizal Forte



- 060 065
- 060 065 070
- 060 065 070 075
- 060 065 070 075 080
- 080
- 075
- 070
- 065
- 060


Prix, voir page 15 du Tarif.

GAMME CHRONOVERRES

Livraison demain chez vous

VERSION

- Crizal Forte



- 080
- 075
- 070

Prix, voir page 4 du Tarif.

AS LINEIS®

CODE : 560

INFOS PRODUIT

- Unifocal organique asphérique : ne peut être décentré
- Crizal Forte systématique
- Non recommandé pour les enfants
- Perçage déconseillé

INFOS MATIÈRE

- Indice (ne) 1,737
- Masse volumique (g/cm³) 1,46
- Nombre d'Abbe (v_e) 33
- Coupure UV (nm) 400
- Absorption UVB (%) 100
- Absorption UVA (%) 100

INFOS DÉLAIS

	Blanc	Coloré
Version Crizal Forte	8 jours	8 jours

OPTIONS

hors gamme ChronoVerres

FABRICATION

- Préal
- Épaisseur spéciale, diamètre réduit
- Prismes ≤ 5 Δ

COLORATIONS

- PhysioTints uniformes et dégradées

CHARMANT FRANCE
50, rue Ardoin - 93407 Saint-Ouen Cedex
Tél. : 01 49 48 92 00
Fax : 01 49 48 92 09

BON LIVRAISON

Adresse de livraison :



1479487L

LYCEE SABATIER
140 RUE DE LA REPUBLIQUE
F-93000 BOBIGNY

LYCEE SABATIER
140 RUE DE LA REPUBLIQUE
F-93000 BOBIGNY

PRC : 1077568 1 / 1

N° Client :
N° Commande : 1969641
Date de Cde : 09.09.2009
Page : 1

Références
à rappeler
pour toute
correspondance

BON LIVRAIS. : 1479487

Votre interlocuteur au service client : Gauthier Vantieghe
Votre délégué commercial : Thierry Debras

Quantité		Stock	Article N°	Couleur	Taille	Description	P.U.H.T.	% Remise	Remise	P.U.net H.T.	Total H.T.
commandée	reliquat										
LIVRAISON DE MONTURES EN DEPOT VENTE Ces montures vous seront facturées ultérieurement*											
depot vente											
1		1	10728	BL	53	CHARMANT titane homme					
1		1	10732	GR	52	CHARMANT titane flex nylon					
1		1	10734	BK	55	CHARMANT tiane combi nylon ho					
1		1	10849	PK	51	CHARMANT titane flex nylon f					
1		1	10855	BR	53	CHARMANT titane nylon femme					
1		1	16302		534 50	ARISTAR metal femme					
1		1	16303		556 50	ARISTAR metal nylon femme					
1		1	6654		005 47	ARISTAR demi lune metal mixte					
1		1	6777		535 54	ARISTAR metal flex homme					
1		1	6778		535 54	ARISTAR metal nylon flex homp					
1		1	9360		535 54	ESPRIT titane homme					
1		1	9364		584 50	ESPRIT titane combi nyl femme					
1		1	18791	RE	51	ELLE combi nylon flex					
1		1	18792	BR	52	ELLE combi nylon flex					
1		1	18793	PK	51	ELLE combi percee flex					
1		1	18794	BK	51	ELLE acetate flex					

* Les clients de la région Ile de France sont responsables de leur propre livraison. Tous les clients de la région Ile de France sont responsables de leur propre livraison. Tous les clients de la région Ile de France sont responsables de leur propre livraison.

BEP OPTIQUE-LUNETTERIE	Code :	Session 2012	SUJET
EP 1 : Préparation de dossier	Durée de l'épreuve : 1 h 30	Coefficient de l'épreuve : 4	Page 4 - 4