

# CORRIGÉ Sujet n°2

- ⇒ installation du poste de travail,
- ⇒ installation cliente,
- ⇒ présentation candidate,
- ⇒ hygiène,
- ⇒ organisation, déroulement des soins.

## SOIN DU VISAGE traitant la peau mixte et le contour des yeux.

### Produits :

- Lait, lotion,
- Gommage mécanique,
- Ampoule ou sérum spécifiques de type aqueuse,
- Masque spécifique type alginate, gel tenseur au niveau des yeux plus et, terreux sur la zone médiane, crème sur le reste du visage. Tous les masques spécifiques si ils sont adaptés (collagène yeux).

### Modelage :

- Effleurages,
- Gros pincements localisés sur la partie grasse,
- Traitement du contour des yeux (anti-rides),
- Prévention anti-rides (pincements de Jacquet),
- Vibrations,
- Pressions pointées, circulaires.

### Appareils possibles :

- Lucas championnière,
- Haute fréquence par effluation et direct,
- Appareil à aspiration pour les rides,
- Appareils vibrant,
- Ionophorèse,
- Vapozone sans O3.

## SOIN DU CORPS

- Gommage corporel sur les membres inférieurs – appareil brosses rotatives,
- Modelage amincissant (type palpé roulé, drainage, toutes techniques amincissantes), enveloppement chaud, ionophorèse,
- Masque modelants corporels,
- Masques cryothermiques, thermoactifs.

Groupement inter-académique II	Session 2003		
<b>B.P. : ESTHÉTIQUE - COSMÉTIQUE</b>			
Epreuve 1-1 : Techniques manuelles esthétiques et emploi des appareils			
Type : <b>CORRIGÉ sujet n°2</b>	Durée : 2 h 30	Coefficient : 3	Page : 1/2

## FICHE D'ORGANISATION ET DE JUSTIFICATION : techniques manuelles esthétiques

<i>Déroulement technique du soin du visage et du corps avec les appareils</i>	<i>Produits utilisés pour le soin du corps</i>	<i>Justification des produits utilisés pour le soin du corps</i>
<p>Soin du visage</p> <p>Soin du corps</p> <p>Épilation</p> <p>Lucas – Brossage</p> <p>Vapozone</p> <p>Aspiration anti-rides</p> <p>Haute fréquence</p> <p>Vibrant</p> <p>Ionophorèse</p>	<p>Produit de nettoyage → nettoyer la zone</p> <p>Lotion → parfaire</p> <p>Gommage → éliminer les cellules mortes, préparer au soin</p> <p>sérum aqueux → actifs drainants et amincissant</p> <p>crème / huile de modelage → hydrater, amincir</p> <p>Masque spécifique → affiner la silhouette, remodeler</p>	

Groupement inter-académique II	Session 2003		
<b>B.P. : ESTHÉTIQUE - COSMÉTIQUE</b>			
Epreuve 1-1 : Techniques manuelles esthétiques et emploi des appareils			
<b>FICHE D'ORGANISATION ET DE JUSTIFICATION</b>			
Type : <b>CORRIGÉ n°2</b>	Durée : 2 h 30	Coefficient : 3	Page : 2/2