

## Corrigé SUJET n° 1

- ⇒ installation du poste de travail,
- ⇒ installation cliente,
- ⇒ présentation candidate,
- ⇒ hygiène,
- ⇒ organisation, déroulement des soins.

### SOIN DU VISAGE

- Lait ou produit moussant + lotion.
- Gommage au choix.
- Modelage : Effleurages. Manœuvres actives en insistant sur la ligne médiane avec les gros pincements, vibrations, pincements anti-rides ...
- 2 masques ou masque spécifique

### APPAREILS POSSIBLES

- Lucas Championnière
- Vapozone (avec OZ) sur la ligne médiane en protégeant les joues
- Appareil de Brossage sur la zone médiane
- Aspiration comédons sur la ligne médiane ; Pulvérisation froide
- Haute fréquence en étincelage direct après l'extraction. Effluation sur les joues
- Appareil vibrant

### SOIN DU CORPS

- Gommage mécanique
- Diverses techniques manuelles : Palpé roulé ; pétrissages ; drainage esthétique ...
- Enveloppement chaud
- Masque plastifiant ...

### APPAREILS POSSIBLES

- Ionophorèse
- Brossage pour retirer le gommage
- Vibrant ...

Groupement inter-académique II		Session 2004	
<b>B.P. : ESTHÉTIQUE - COSMÉTIQUE</b>			
Epreuve 1-1 : Techniques manuelles esthétiques et emploi des appareils			
Type : <b>CORRIGÉ n°1</b>	Durée : 2 h 30	Coefficient : 3	Page : 1/2

## FICHE D'ORGANISATION ET DE JUSTIFICATION : techniques manuelles esthétiques

### CORRIGE DU SUJET N° 1

<i>Déroulement technique de l'ensemble de l'épreuve</i>	<i>Justification du choix des produits Utilisés pour les soins</i>	<i>Justification du choix des appareils utilisés pour les soins</i>
<p>Épilation des bras</p> <p>Soin visage (épilation des sourcils)</p> <p>Soin du corps</p>	<p>Lait et lotion : Nettoyer l'épiderme                      Gommage : Eliminer les cellules mortes                      Crème de modelage : Hydrater (ampoule possible)                      Masque terreux ou spécifique : Nettoyer et hydrater</p> <p>Gommage : Nettoyer et éliminer les cellules mortes.                      Masque ou enveloppement : Raffermer, retendre atténuer l'aspect « peau d'orange »</p>	<p><u>Visage</u></p> <p>Lucas , vapozone : Action émolliente qui favorise le retrait des comédons et la pénétration des produits.                      Appareil de brossage : Sur la zone T pour retirer le gommage                      Aspiration tire-comédons :Facilite l'extraction                      Haute fréquence direct : Cicatrise, action bactéricide après l'extraction. Effluation sur les joues                      Pulvérisation froide : Facilite le retrait du masque, resserre les pores en fin de soin.                      Appareil vibrant</p> <p><u>Corps :</u>                      Appareil de brossage : Nettoyer, éliminer le gommage                      Ionophorèse : Action raffermissante sur les cuisses et les hanches</p>

Groupement inter-académique II		Session 2004	
<b>B.P. : ESTHÉTIQUE - COSMÉTIQUE</b>			
Epreuve 1-1 : Techniques manuelles esthétiques et emploi des appareils <b>FICHE D'ORGANISATION ET DE JUSTIFICATION</b>			
Type : <b>CORRIGÉ n°1</b>	Durée : 2 h 30	Coefficient : 3	Page : 2/2