

CAP ESTHETIQUE – COSMETIQUE

Sujets n°B2

EP2-TECHNIQUES ESTHETIQUES

Date – Groupe :

MANUCURIE

CRITÈRES D'ÉVALUATION	BARÈME	N° ATTRIBUÉS AUX CANDIDATS															
		--	-	+	++	--	-	+	++	--	-	+	++	--	-	+	++
DÉMAQUILLAGE DES ONGLES - Utilisation rationnelle des produits et des instruments - Netteté du résultat - Rapport efficacité/rapidité	/2																
SOINS DES ONGLES - Utilisation correcte des instruments et des produits - Précision et habileté du geste - Coupe – limage - Traitement des cuticules - Qualité du résultat	/10																
MODELAGE - Précision et habileté du geste - Régularité du rythme - Durée d'exécution adaptée	/5																
RÉPARATION D'UN ONGLE - Efficacité - Rapidité d'exécution - Qualité du résultat																	
POSE DE VERNIS LAQUE - Exécution soignée - Netteté du résultat - Régularité, harmonisation sur tous les ongles	/8																
POSE DE VERNIS NACRÉ - Exécution soignée - Netteté du résultat - Régularité, harmonisation sur tous les ongles																	
FRENCH-MANUCURE - Exécution soignée - Netteté du résultat - Régularité, harmonisation sur tous les ongles																	
PÉNALITÉS (pour constat avant l'épreuve) : - ongles déjà limés : - ongles déjà travaillés : - ongles partiellement laqués :	-3 -3 -3																
TOTAL	25																

MEMBRES DU JURY (Nom - Signature) :

CAP ESTHÉTIQUE-COSMÉTIQUE

EP2 : TECHNIQUES ESTHÉTIQUES (durée totale de l'épreuve : 3 h 30
dont partie écrite : 20 min maximum au début de l'épreuve)

CORRIGE SUJET N°B2

TECHNIQUES ESTHÉTIQUES : sans détailler les techniques manuelles	TECHNIQUES MANUELLES DE MODELAGE		1 APPAREIL ADAPTÉ A LA SITUATION	
SUCCESION DES ÉTAPES	ÉNUMÉRATION DES MANOEUVRES	EFFETS PHYSIOLOGIQUES ATTENDUS	APPAREIL UTILISÉ	CONTROLES A EFFECTUER et/ou PRÉCAUTIONS A PRENDRE (2 minimum)
Epilation des aisselles			Appareil pour cire jetable	Vérification de la température Vérifier le bon état de l'appareil Réaliser une touche d'essai
Démaquillage				
Epilation sourcils				
Gommage mécanique				
Appareil à pulvérisation tiède			Choisir un appareil parmi :	Vérifier la température
Modelage	Effleurages Pressions circulaires simples et pointées Petits pincements Jacquet Pétrissages Battages Eventails Drainage et effleurage final	Détendre, relaxer Tonifier, créer une hyperhémie Activer les échanges inter- cellulaires, défriboiser, stimuler Raffermir, assouplir les tissus Eliminer les déchets, stimuler la circulation de retour	Lucas Championnière Vapozone (sans ozone) Haute-fréquence Appareil à aspiration ventouse plate anti-rides	Mettre la charlotte plastique lors de la pulvérisation Faire un test sur soi et sur la cliente Faire attention au type d'eau utilisée Faire attention pour la haute-fréquence que la cliente n'ait pas d'inclusions métalliques Vérifier que les fils ne soient pas dénudés ...
Sérum			Appareil vibrant	La réponse doit être pertinente par rapport au sujet
Masque crème (+ soin des ongles)			Pulvérisation froide	
Pulvérisation froide				
Crème de jour				
Maquillage soir				
/ 2	/ 2	/ 2	/ 2	/ 2