

**CORRIGE SUJET N°1B**  
**SITUATION PROFESSIONNELLE**

Votre cliente, âgée de 50 ans, a une peau sèche et ridée.  
Elle est tendue et stressée.

**18 pts Soin relaxant**

- Hygiène préventive (matériaux et mains) 1 pt
- Gommage du dos avec ou sans appareils à brosses rotatives (facultatif) 5 pts
- Modelage très relaxant (temps minimum de modelage : 15 mn) 12 pts
- La pose d'un masque n'est pas obligatoire

**8 pts Modelage du visage et utilisation d'un appareil au choix 3 pts : aspiration des rides, vibrant, haute- fréquence, ionophorèse...**

(manœuvres de drainage esthétique et/ou de digito-pression acceptées)

- 2 pts {
  - Nettoyage 0,5 pt
  - Application du produit de modelage 1,5 pt
- 3 pts {
  - Effleurages
  - Manœuvres actives localisées sur le trajet des rides
  - Manœuvres spécifiques contour des yeux
  - battages
  - Mouvement final
  - Rinçage facultatif

**10 pts Epilation à la cire jetable avec bandes 2 pts :**

- 2 pts {
  - Installation correcte du modèle sur le lit (protection papier, dossier relevé)
  - Hygiène préventive (matériaux et mains)
  - Asepsie de la zone à épiler (manœuvres ascendantes)
- 5 pts {
  - Test de chaleur **obligatoire** au moins sur l'esthéticienne 0,5 pt
  - Application de la cire 1,5 pt
    - Sens de pousse du poil
    - Couche fine et transparente
    - **Spatule posée hors du pot métallique** (risque de brûlure)
  - Retrait avec traction suffisante 1,5 pt
    - Peu de bandes utilisées
  - Retrait des résidus de cire (huile ou bandes de cellophane) 0,5 pt
  - Modelage des jambes 1 pt
    - Manœuvres rythmées
    - Gestes ascendants vers le cœur
    - Technicité et précision
- Qualité du résultat 2 pts

**Idée des temps alloués : (à titre indicatif)**

- Démonstration : 20 à 30 minutes
- Soin relaxant du dos : 30 à 45 minutes
  - Modelage du visage : 20 minutes
- Epilation : 45 minutes

Groupement inter-académique II		Session 2007	
B.P. : ESTHÉTIQUE / COSMÉTIQUE-PARFUMERIE		Epreuve E1 : Soins esthétiques	
Type : <b>CORRIGÉ n°1B</b>	Durée : 3 h 30	Coefficient : 7	Page : 1/1