

TRAITEMENT ARGENTIQUE

A partir du tirage de référence fourni et de son négatif joint, on vous demande de réaliser un nouveau tirage par agrandissement aussi fidèle que le tirage de référence.

Par tirage au sort, vous disposerez d'un laboratoire équipé pour un travail soit achrome, soit polychrome.

La fidélité au tirage de référence et la qualité de votre agrandissement seront prises en compte pour l'évaluation de votre travail.

PAR TIRAGE AU SORT

Laboratoire achrome Durée 45 minutes

On vous demande de respecter

Grandissement :

fidélité au tirage de référence

Cadrage :

fidélité au tirage de référence

Netteté :

fidélité au tirage de référence

Densité :

fidélité au tirage de référence

Contraste :

fidélité au tirage de référence

Propreté :

fidélité au tirage de référence

Vous disposez de 4 feuilles
13 x 18 cm à contraste variable.

Les équipements et les chimies sont prêts
à l'emploi.

Laboratoire polychrome Durée 1 heure 30

On vous demande de respecter

Grandissement :

fidélité au tirage de référence

Cadrage :

fidélité au tirage de référence

Netteté :

fidélité au tirage de référence

Densité :

fidélité au tirage de référence

Chromatisme :

fidélité au tirage de référence

Propreté :

fidélité au tirage de référence

Vous disposez de 8 feuilles
de papier couleurs 13 x 18 cm.
Aucune feuille ne doit être coupée.

Les équipements et les chimies sont prêts à
l'emploi.

C.A.P.

Spécialité : Photographe

Code Spécialité : 5032304

Durée :

Session
2001

Épreuve : EP1 2^{ème} partie laboratoire achrome ou polychrome

Coefficient:

Folio
1/1