

Exécution après tirage au sort par le candidat
Récupérer le sujet après l'épreuve

-
- 1 - Mettez 9 ml d'eau déminéralisée dans 10 tubes à essai propres et stérilisez-les
Nettoyez 10 tubes contenant des bouillons décontaminés.
- 1) Etablissez le protocole joint
 - 2) Réalisez le travail pratique
 - 3) Justifiez oralement votre travail.

-
- 2 - Effectuez le bionettoyage dans un local sanitaire comprenant :
- une cuvette WC
 - les accessoires (distributeurs, poubelle, brosse et support de brosse)
 - un lavabo, un distributeur à savon liquide.
- Vérifiez la désinfection du rebord extérieur de la cuvette des WC par boîte contact déjà coulée.
- 1) Etablissez le protocole joint
 - 2) Réalisez le travail pratique
 - 3) Justifiez oralement votre travail.

-
- 3 - Lavez à la monobrosse une portion de sol dépoussiéré et séchez à la raclette à sol
Effectuez le bionettoyage du siphon de sol
- 1) Etablissez le protocole joint
 - 2) Réalisez le travail pratique
 - 3) Justifiez oralement votre travail.

-
- 4 - Détruisez, par la chaleur, 10 boîtes de Pétriensemencées.
Nettoyez une baie vitrée située au rez-de-chaussée.
- 1) Etablissez le protocole joint
 - 2) Réalisez le travail pratique
 - 3) Justifiez oralement votre travail.

- 5 - Effectuez un dépoussiérage humide et un lavage manuel d'une portion de couloir en dalles thermoplastiques ou en grès cérame.
- 1) Etablissez le protocole joint
 - 2) Réalisez le travail pratique
 - 3) Justifiez oralement votre travail.
-

ACADEMIE DE CAEN	B.E.P	SESSION 1999
Durée : 2 H 30	Feuille : 1/1	EP3 : Techniques d'aseptisation (pratique)
S U J E T N°2		BIOSERVICES dominante A.T.A.